

Protokollbeschreibung **rob6server** – Version 1.0a

Floris Ernst

11. November 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Anmeldevorgang	1
2.1	Anmeldung eines Clients am Server	1
2.1.1	Verbindungsaufbau mit dem Roboterserver	1
2.1.2	Initiale Kommunikation zwischen Server und Client	1
3	Befehlsübersicht	2
3.1	Befehle zum Servermanagement	2
3.2	Kommandos für den Bewegungsmodus	3
3.3	Kommandos zur Steuerung der Bewegung	4
3.3.1	Genauigkeit der Bewegung	4
3.3.2	Geschwindigkeit und Beschleunigung	4
3.3.3	Achsenlimits	5
3.3.4	Bewegung	7
3.3.5	Positionsabfrage	7
3.4	Greifer-Kommandos	8
3.5	Weitere Befehle	8

1 Einleitung

In diesem Dokument wird das Kommunikationsprotokoll für die Kommunikation mit dem **rob6server** beschrieben.

2 Anmeldevorgang

Voraussetzung für die Anmeldung eines Clients ist der gestartete Roboterserver (**rob6server**). Der Startvorgang beinhaltet die Initialisierung des Roboters und des Servers. Nach erfolgreichem Starten wartet der Roboterserver auf Clients.

2.1 Anmeldung eines Clients am Server

2.1.1 Verbindungsaufbau mit dem Roboterserver

Über TCP-Sockets wird eine Verbindung zum Roboterserver aufgebaut. Standardmäßig verbinden sich Clients auf Port 5005, der Server ist **nicht** Multi-Client-fähig.

Beispiel:

```
start    telnet 127.0.0.1 5005
receive  Trying 127.0.0.1...
receive  Connected to 127.0.0.1.
receive  Escape character is '^]'
receive  Welcome to rob6server 0.1.01 !
```

2.1.2 Initiale Kommunikation zwischen Server und Client

Um die Kommunikation mit dem Roboter zu initialisieren, muss das Kommando **Hello Robot** gesendet werden:

Beispiel:

```
send     Hello Robot
receive  accepted
```

Nun stehen dem Client alle Funktionen des Roboterservers zur Verfügung.

3 Befehlsübersicht

3.1 Befehle zum Servermanagement

- **GetRobot**

Gibt den Robotertyp zurück. Mögliche Antworten sind `ad850`, `kaw_fs`, `kr3rt`, `kr16rt` und (veraltet) `kr3`, `kr16`

Beispiel:

```
send    GetRobot
receive  ad850
```

- **Is[Adept|Kuka|Kawa|KR3|KR16]**

Liefert `true`, wenn der angeschlossene Roboter vom angefragten Typ ist.

Beispiel:

```
send    GetRobot
receive  ad850
send    IsAdept
receive  true
send    IsKawa
receive  false
```

- **GetVersion**

Liefert die Version des Servers.

Beispiel:

```
send    GetVersion
receive  0.1.01
```

- **Quit**

Beendet die Verbindung.

Beispiel:

```
send    Quit
receive  bye!
```

- **Shutdown**

Beendet die Verbindung und fährt den Server herunter.

Beispiel:

```
send    Quit
receive  bye!
        shutting down ...
```

- **GetTimestamp**

Frägt die momentane Zeit des Servers ab.

Beispiel:

```
send    GetTimestamp
receive  1285831711.121
```

- **PingRobot num wait**

Nur Adept-Roboter

Bestimmt die Kommunikationslatenz zwischen Server und Roboter. Hier ist `num` die Anzahl der durchzuführenden Pings und `wait` die Wartezeit zwischen zwei Pings in Millisekunden.

Beispiel:

```
send    PingRobot 100 50
receive  0.003414 3659.8930000000 1285828592.9111907482 -0.00016902738 1.4625943e-05
```

Hier ist die erste Zahl die mittlere Antwortzeit des Roboters (in Sekunden), die zweite Zahl der Nullpunkt der Roboterzeit, die dritte Zahl der Nullpunkt der Server-Zeit und die vierten und fünften Werte sind Koeffizienten eines Polynoms 2. Grades, um die Zeiten aufeinander zu kalibrieren.

- **CM_PING**

Führt ein Ping aus.

Beispiel:

```
send    CM_PING
receive PONG
```

- **SetVerbosity num**

Stellt die „Geschwätzigkeit“ des Roboter-Servers ein. Für **num** sind Werte zwischen 0 und 4 erlaubt. Die Bedeutung der Werte:

- 0 — keine Ausgaben
- 1 — Nur Fehler
- 2 — Fehler & Warnungen
- 3 — Fehler, Warnungen und Kommunikationsdaten
- 4 — Alles

Beispiel:

```
send    SetVerbosity 4
receive true
```

3.2 Kommandos für den Bewegungsmodus

- **EnableAlter**

Aktiviert den Echtzeit-Modus. Abhängig vom angeschlossenen Roboter und der auf dem Roboter laufenden Serversoftware ist dieser Modus mehr oder weniger „hart“. Echte Echtzeitsteuerung funktioniert bei **kr3rt** und **kr16rt**.

Beispiel:

```
send    EnableAlter
receive true
```

- **DisableAlter**

Deaktiviert den Echtzeit-Modus. Bewegungen finden im Point-to-Point Modus statt, d.h., der Server wartet nach jedem Bewegungskommando, bis der Roboter die Zielposition erreicht hat.

Beispiel:

```
send    DisableAlter
receive true
```

- **EnableAdeptAlter**

Aktiviert den harten Echtzeit-Modus für den **ad850**, wenn **serveralter** läuft.

Beispiel:

```
send    EnableAdeptAlter
receive true
```

Nur Adept-Roboter

- **SetRTSpeedControl 0|1**

Bestimmt das Verhalten im Realtime-Modus. Ist **RTSpeedControl** aktiviert, wird auch im Realtime-Modus mit Rampen gefahren, sonst werden die Gelenke so bewegt, dass sie gleichzeitig ankommen.

Beispiel:

```
send    SetRTSpeedControl 1
receive true
```

Nur KUKA-Roboter

3.3 Kommandos zur Steuerung der Bewegung

3.3.1 Genauigkeit der Bewegung

- **SetAdeptFine v**

Nur Adept-Roboter

Aktiviert die Feinregelung der Positionierung und fordert eine Positioniergenauigkeit von v Prozent der Standardgenauigkeit der Gelenke.

Beispiel:

```
send    SetAdeptFine 50
receive true
```

- **SetAdeptFine v**

Nur Adept-Roboter

Aktiviert die Grobregelung der Positionierung und fordert eine Positioniergenauigkeit von v Prozent der Standardgenauigkeit der Gelenke.

Beispiel:

```
send    SetAdeptFine 50
receive true
```

3.3.2 Geschwindigkeit und Beschleunigung

- **SetAdeptSpeed v**

Nur Adept-Roboter

Bestimmt die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist in Prozent des Maximalwerts anzugeben, es sind Werte bis 120 erlaubt.

Beispiel:

```
send    SetAdeptSpeed 100
receive true
```

- **SetAdeptAccel $a_1 a_2$**

Nur Adept-Roboter

Bestimmt die Beschleunigungswerte. Es sind zwei Beschleunigungswerte (Anfahren und Bremsen) in Prozent des Maximalwerts anzugeben, es sind Werte bis 120 erlaubt.

Beispiel:

```
send    SetAdeptAccel 100 50
receive true
```

- **SetKukaRTSpeed $v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6$**

Nur KUKA-Roboter mit RT-Interface

Bestimmt die Geschwindigkeit. Es werden sechs Parameter für die einzelnen Achsen erwartet.

Beispiel:

```
send    SetKukaRTSpeed 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
receive true
```

- **SetJointsMaxSpeed $v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6$**

Nur KUKA-Roboter

Bestimmt die Geschwindigkeit. Es werden sechs Parameter für die einzelnen Achsen erwartet.

Beispiel:

```
send    SetJointsMaxSpeed 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
receive true
```

- **SetSingleJointMaxSpeed $j a$**

Nur KUKA-Roboter

Bestimmt die Geschwindigkeit für eine einzelne Achse.

Beispiel:

```
send    SetSingleJointMaxSpeed 3 0.3
receive true
```

- **SetJointsMaxAcceleration** $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$

Nur KUKA-Roboter

Bestimmt die Beschleunigung. Es werden sechs Parameter für die einzelnen Achsen erwartet.

Beispiel:

```
send    SetJointsMaxAcceleration 0.005 0.001 0.01 0.01 0.01 0.05
receive true
```

- **SetSingleJointMaxAcceleration** $j a$

Nur KUKA-Roboter

Bestimmt die Beschleunigung für eine einzelne Achse.

Beispiel:

```
send    SetSingleJointMaxAcceleration 3 0.1
receive true
```

- **GetJointsMaxSpeed**

Nur KUKA-Roboter

Fragt die Geschwindigkeit der einzelnen Achsen ab.

Beispiel:

```
send    GetJointsMaxSpeed
receive 0.187200 0.187200 0.187200 0.396000 0.396000 0.738000
```

- **GetJointsMaxAcceleration**

Nur KUKA-Roboter

Fragt die Beschleunigung der einzelnen Achsen ab.

Beispiel:

```
send    GetJointsMaxAcceleration
receive 0.005000 0.005000 0.005000 0.005000 0.005000 0.005000
```

- **ResetJointsMaxSpeed**

Nur KUKA-Roboter

Setzt die Geschwindigkeit auf Standardwerte zurück.

Beispiel:

```
send    ResetJointsMaxAcceleration
receive true
```

- **ResetJointsMaxAcceleration**

Nur KUKA-Roboter

Setzt die Beschleunigung auf Standardwerte zurück.

Beispiel:

```
send    ResetJointsMaxAcceleration
receive true
```

3.3.3 Achsenlimits

- **GetJointsMaxChange**

Liefert den maximalen Drehwinkel der Gelenke pro Bewegung zurück.

Beispiel:

```
send    GetJointsMaxChange
receive 370.000000 175.000000 284.000000 700.000000 250.000000 700.000000
```

- **SetJointsMaxChange** $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 \alpha_6$

Setzt den maximalen Drehwinkel pro Bewegung der Gelenke. Es werden sechs Winkelwerte erwartet.

Beispiel:

```
send    SetJointsMaxChange 10 10 10 10 10 10
receive true
```

- **SetSingleJointMaxChange j α**

Setzt den maximalen Drehwinkel pro Bewegung des Gelenks j auf α .

Beispiel:

```
send    SetSingleJointMaxChange 3 20
receive true
```

- **GetJointsMaxTurnMax**

Liefert den maximalen Drehwinkel der Gelenke zurück.

Beispiel:

```
send    GetJointsMaxTurnMax
receive 185.000000 20.000000 154.000000 350.000000 125.000000 350.000000
```

- **SetJointsMaxTurnMax α_1 α_2 α_3 α_4 α_5 α_6**

Setzt den maximalen Drehwinkel der Gelenke. Es werden sechs Winkelwerte erwartet.

Beispiel:

```
send    SetJointsMaxTurnMax 10 10 10 10 10 10
receive true
```

- **SetSingleJointMaxTurnMax j α**

Setzt den maximalen Drehwinkel des Gelenks j auf α .

Beispiel:

```
send    SetSingleJointMaxTurnMax 3 40
receive true
```

- **GetJointsMaxChange**

Liefert den minimalen Drehwinkel der Gelenke zurück.

Beispiel:

```
send    GetJointsMaxTurnMin
receive -185.000000 -155.000000 -130.000000 -350.000000 -125.000000 -350.000000
```

- **SetJointsMaxTurnMin α_1 α_2 α_3 α_4 α_5 α_6**

Setzt den minimalen Drehwinkel der Gelenke. Es werden sechs Winkelwerte erwartet.

Beispiel:

```
send    SetJointsMaxTurnMin -10 -10 -10 -10 -10 -10
receive true
```

- **SetSingleJointMaxTurnMin j α**

Setzt den minimalen Drehwinkel des Gelenks j auf α .

Beispiel:

```
send    SetSingleJointMaxTurnMin 3 -40
receive true
```

- **ResetJointsMaxChange j α**

Setzt den maximalen Drehbereich der Gelenke zurück.

Beispiel:

```
send    ResetJointsMaxChange
receive true
```

- **ResetJointsMaxTurn j α**

Setzt die maximalen und minimalen Drehwinkel der Gelenke zurück.

Beispiel:

```
send    ResetJointsMaxTurn
receive true
```

3.3.4 Bewegung

- **MoveMinChangeRowWiseStatus** $m_{1,1} m_{1,2} m_{1,3} m_{1,4} m_{2,1} m_{2,2} m_{2,3} m_{2,4} m_{3,1} m_{3,2} m_{3,3} m_{3,4} \leftarrow$
 $\text{flip|noflip|toggleHand|noToggleHand} \leftarrow$
 $\text{up|down|toggleElbow|noToggleElbow} \leftarrow$
 $\text{lefty|righty|toggleArm|noToggleArm}$

Dieses Kommando führt eine PTP-Bewegung aus, bei der die Zielmatrix (homogene Koordinaten, zeilenweise) und die gewünschte/erlaubte Roboterkonfiguration vorgegeben wird. Ist das Erreichen der Zielposition in mehreren Konfigurationen möglich, und sind diese Konfigurationen durch die Status-Flags auch zulässig, so wird die Position angefahren, bei der die Gelenkwinkeländerung am geringsten ist.

Beispiel:

```
send    MoveMinChangeRowWiseStatus 0 0 -1 1768 0 -1 0 0 -1 0 0 640 flip toggleElbow toggleArm
receive true
```

- **MovePTPJoints** $j_1 j_2 j_3 j_4 j_5 j_6$

Bewegt den Roboter im PTP-Modus an eine neue Stellung der Gelenke.

Beispiel:

```
send    MovePTPJoints 10 0 0 0 0 0
receive true
```

- **MoveRTHomRowWise** $m_{1,1} m_{1,2} m_{1,3} m_{1,4} m_{2,1} m_{2,2} m_{2,3} m_{2,4} m_{3,1} m_{3,2} m_{3,3} m_{3,4}$

Dieses Kommando führt eine RT-Bewegung durch, bei der die Zielmatrix (homogene Koordinaten, zeilenweise) mit der momentanen Konfiguration angefahren wird.

Beispiel:

```
send    MoveRTHomRowWise 0 0 -1 1768 0 -1 0 0 -1 0 0 640
receive true
```

- **MoveRTHomRowWiseStatus** $m_{1,1} m_{1,2} m_{1,3} m_{1,4} m_{2,1} m_{2,2} m_{2,3} m_{2,4} m_{3,1} m_{3,2} m_{3,3} m_{3,4} \leftarrow$
 $\text{flip|noflip|toggleHand|noToggleHand} \leftarrow$
 $\text{up|down|toggleElbow|noToggleElbow} \leftarrow$
 $\text{lefty|righty|toggleArm|noToggleArm}$

Nur für KUKA, KUKA RT und Adept im Soft-RT-Modus

Dieses Kommando führt eine RT-Bewegung aus, bei der die Zielmatrix (homogene Koordinaten, zeilenweise) und die gewünschte/erlaubte Roboterkonfiguration vorgegeben wird. Ist das Erreichen der Zielposition in mehreren Konfigurationen möglich, und sind diese Konfigurationen durch die Status-Flags auch zulässig, so wird die Position angefahren, bei der die Gelenkwinkeländerung am geringsten ist.

Beispiel:

```
send    MoveRTHomRowWiseStatus 0 0 -1 1768 0 -1 0 0 -1 0 0 640 flip toggleElbow toggleArm
receive true
```

- **MoveRTJoints** $j_1 j_2 j_3 j_4 j_5 j_6$

Nur für KUKA, KUKA RT und Adept im Soft-RT-Modus

Dieses Kommando führt eine RT-Bewegung aus, bei der das Ziel in Gelenkwinkeln angegeben ist.

Beispiel:

```
send    MoveRTJoints 10 20 10 10 10 10
receive true
```

3.3.5 Positionsabfrage

- **GetPositionHomRowWise**

Liefert die momentane Position als homogene Matrix (zeilenweise) zurück.

Beispiel:

```

send      GetPositionHomRowWise
receive   0.000000 -0.173648 -0.984808 1741.140107 ↵
          0.000000 -0.984808 0.173648 -307.009978 ↵
          -1.000000 -0.000000 -0.000000 640.000000

```

- **GetPositionJoints**

Liefert die momentanen Gelenkwinkel.

Beispiel:

```

send      GetPositionJoints
receive   10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

```

- **GetStatus**

Liefert die momentane Konfiguration zurück. Die Rückgabe erfolgt als `flip|noflip up|down lefty|righty`

Beispiel:

```

send      GetStatus
receive   noflip down lefty

```

3.4 Greifer-Kommandos

- **HasGripper**

Prüft, ob der serielle Greifer angeschlossen ist und funktioniert.

Beispiel:

```

send      HasGripper
receive   true

```

Nur Adept-Roboter

- **GripperGoHome**

Bewegt den Greifer in die Referenzposition (etwa 4 cm weit offen).

Beispiel:

```

send      GripperGoHome
receive   State: 01000000000000001000000000000000
          true

```

Nur Adept-Roboter

- **GripperMove amp**

Bewegt den Greifer mit der in `amp` angegebenen Ampere-Zahl. Negative Werte schließen den Greifer, positive Werte öffnen den Greifer.

Beispiel:

```

send      GripperMove -1
receive   Start moving with amperage -1.000
          true

```

Nur Adept-Roboter

- **GripperMoveToPosition pos**

Bewegt den Greifer an die angegebene Position `pos` (Öffnung in m)

Beispiel:

```

send      GripperMoveToPosition 0.025
receive   State: 01000010010000010000000000000000
          true

```

Nur Adept-Roboter

3.5 Weitere Befehle

- **ForwardCalc $j_1 j_2 j_3 j_4 j_5 j_6$**

Berechnet die einer Gelenkstellung entsprechende homogene Matrix.

Beispiel:


```

send    ForwardCalc 10 0 0 0 0 0
receive 0.000000 -0.173648 -0.984808 1741.140107 ↵
        0.000000 -0.984808 0.173648 -307.009978 ↵
        -1.000000 -0.000000 -0.000000 640.000000
        noflip up lefty

```

- **BackwardCalc** $m_{1,1}$ $m_{1,2}$ $m_{1,3}$ $m_{1,4}$ $m_{2,1}$ $m_{2,2}$ $m_{2,3}$ $m_{2,4}$ $m_{3,1}$ $m_{3,2}$ $m_{3,3}$ $m_{3,4}$ ↵
flip|noflip up|down

Berechnet aus einer angegebenen Matrix und der korrespondierenden Roboterkonfiguration die zugehörigen Gelenkwinkel.

Beispiel:

```

send    BackwardCalc ↵
        0.000000 -0.173648 -0.984808 1741.140107 ↵
        0.000000 -0.984808 0.173648 -307.009978 ↵
        -1.000000 -0.000000 -0.000000 640.000000 ↵
        noflip up lefty
receive 10.000001 -0.000055 0.000110 0.000000 -0.000055 0.000000

```

- **DirectAdeptCmd MSG**

Nur Adept-Roboter

Sendet MSG an den Adept und führt das Kommando dort aus.

Beispiel:

```

send    DirectAdeptCmd jmove 0,0,0,0,0,0
receive true

```

Protokollhistorie

1.0a Fehlerkorrektur (SetVerbosity war nicht dokumentiert)

1.0 Initiale Version

Achtung! Zur Zeit sind folgende Kommandos implementiert aber nicht dokumentiert:

DisableLin, DisableRoutetest, DoAlterCart, DoAlterJoint, EnableLin, EnableRoutetest, GetAllowedStatus, GetJointsRowWise, GetMinChangeWeights, IsPossible, MoveLINHomRowWise, MovePTPHomRowWise, MovePTPHomRowWiseStatusTurn, MovePTPJointsStatus, ResetAllowedStatus, ResetMinChangeWeights, RoutetestJoints, RoutetestRowWiseStatus, SetAllowedStatus, SetMinChangeWeights, GetRTSpeedControl